

CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA · 5 FUNCIONES · UCI Y SALA GENERAL · BLOQUEO DE PANEL

PCB-EB35



ACERCA DEL PCB-EB35

Precisión eléctrica para UCI y sala.

La **PCB-EB35 Cama Hospitalaria Eléctrica** es una cama eléctrica de 5 funciones diseñada para UCI, neurocirugía, cirugía general, urología, ortopedia, gastroenterología, obstetricia y salas generales. Los paneles de control integrados en las barandillas ajustan eléctricamente el **respaldo (0-65°)**, el **reposapiernas (0-40°)**, la **altura Hi-Low (477-745 mm)**, las posiciones **Trendelenburg y Trendelenburg Inverso (0-12°)**.

Una **función de bloqueo de panel** dedicada evita que pacientes inconscientes, maniáticos o agitados activen los motores — seguridad esencial en UCI y post-anestesia.

ESPECIFICACIONES

Construida al milímetro.

TAMAÑO TOTAL 2115 × 1045 mm	BASTIDOR 1940 × 900 mm	RANGO HI-LOW 477 – 745 mm
RESPALDO 0 – 65°	REPOSAPIERNAS 0 – 40°	TREND / REV. TREND 0 – 12°
FUNCIONES 5 eléctricas	BLOQUEO DE PANEL Yes	SOPORTES DE SUERO 4 (10 kg c/u)
CARGA MÁX. BARANDILLA 50 kg	CAPACIDAD CARGA MÁX. 250 kg	CARGA TRABAJO MÁX. 175 kg
PESO NETO 148 kg	CABECERA / PIECERA ABS moldeado	RUEDAS 4 giratorias c/ freno central

POSICIONES CLAVE

Diseñada para cada postura clínica.



RESPALDO 0 – 65°

Para shock y disnea. Alivia carga cardíaca y pulmonar, facilita intercambio de gases y drenaje.



REPOSAPIERNAS 0 – 40°

Usado en cirugía, cardiología, ortopedia y obstetricia. Promueve relajación abdominal y retorno venoso.



HI-LOW 477 – 745 MM

Mínimo 477 mm para entrada/salida fácil. Ajuste a altura de camilla para transferencia segura.



TREND / REV. TREND 0 – 12°

Facilita drenaje pulmonar y duodenal. Rev. Trend reduce presión intracraneal y apoya tracción craneal.

DETALLES

Construida para uso diario en UCI y sala.



BLOQUEO DE PANEL FUNCTION

Bloquea los paneles de control de las barandillas para evitar que pacientes inconscientes o maníacos activen los motores. Seguridad esencial en UCI y post-anestesia.



INDICADORES DE ÁNGULO INTEGRADOS

Indicadores visuales en la piecera permiten verificar el ángulo exacto de un vistazo — crítico para posicionamiento por protocolo.



RUEDAS REFORZADAS

4 ruedas giratorias de gran diámetro con freno central para posicionamiento estable y transferencia sin esfuerzo entre habitaciones.



4 SOPORTES DE SUERO

Cuatro orificios en las esquinas aceptan postes de suero estándar (10 kg máx. c/u) — ideal para terapia de infusión múltiple en cuidados críticos.

APLICACIONES

ICU

Neurocirugía

Cirugía General

Cirugía Torácica

Ortopedia

Urología

Obstetricia

Sala General

Fabricado bajo ISO 13485

Norma internacional para la gestión de calidad de dispositivos médicos. El equipo PCB Medical se construye bajo estándares internacionales para uso hospitalario.

CE

ISO 9001

ISO 13485