

LEITO HOSPITALAR ELÉTRICO · 5 FUNÇÕES · UTI E ENFERMARIA GERAL · BLOQUEIO DE PAINEL

PCB-EB35



SOBRE O PCB-EB35

Precisão elétrica para UTI e enfermaria.

O **PCB-EB35 Leito Hospitalar Elétrico** é um leito elétrico de 5 funções projetado para UTI, neurocirurgia, cirurgia geral, urologia, ortopedia, gastroenterologia, obstetrícia e enfermarias gerais. Painéis de controle integrados nas grades laterais ajustam eletricamente o **encosto (0–65°)**, o **apoio de pernas (0–40°)**, a **altura Hi-Low (477–745 mm)**, as posições **Trendelenburg** e **Trendelenburg Reverso (0–12°)**.

Uma **função de bloqueio de painel** dedicada impede que pacientes inconscientes, maníacos ou agitados acionem os motores — segurança essencial em UTI e pós-anestesia.

ESPECIFICAÇÕES

Construído ao milímetro.

TAMANHO TOTAL 2115 × 1045 mm	TÁBUA DO LEITO 1940 × 900 mm	FAIXA HI-LOW 477 – 745 mm
ENCOSTO 0 – 65°	APOIO DE PERNAS 0 – 40°	TREND / REV. TREND 0 – 12°
FUNÇÕES 5 elétricas	BLOQUEIO DE PAINEL Yes	SUPORTES DE SORO 4 (10 kg cada)
CARGA MÁX. GRADE 50 kg	CAP. MÁX. DE CARGA 250 kg	CARGA TRAB. MÁX. 175 kg
PESO LÍQUIDO 148 kg	CABECEIRA / PESEIRA ABS moldado	RODAS 4 giratórias c/ freio central

POSIÇÕES PRINCIPAIS

Projetado para cada postura clínica.



ENCOSTO 0 – 65°

Para choque e dispneia. Alivia carga cardíaca e pulmonar, facilita trocas gasosas e drenagem.



APOIO DE PERNAS 0 – 40°

Usado em cirurgia, cardiologia, ortopedia e obstetrícia. Promove relaxamento abdominal e retorno venoso.



HI-LOW 477 – 745 MM

Mínimo 477 mm para entrada/saída fácil. Ajuste à altura da maca para transferência segura.



TREND / REV. TREND 0 – 12°

Facilita drenagem pulmonar e duodenal. Rev. Trend reduz pressão intracraniana e apoia tração craniana.

DETALHES

Construído para uso diário em UTI e enfermaria.



BLOQUEIO DE PAINEL FUNCTION

Bloqueia os painéis de controle das grades para impedir que pacientes inconscientes acionem os motores. Segurança essencial em UTI e pós-anestesia.



INDICADORES DE ÂNGULO INTEGRADOS

Indicadores visuais na peseira permitem verificar o ângulo exato num relance — crítico para posicionamento por protocolo.



RODAS REFORÇADAS

4 rodas giratórias de grande diâmetro com freio central para posicionamento estável e transferência sem esforço entre quartos.



4 SUPORTES DE SORO

Quatro encaixes nos cantos aceitam hastes de soro padrão (10 kg máx. cada) — ideal para terapia de infusão múltipla em cuidados críticos.

APLICAÇÕES

ICU

Neurocirurgia

Cirurgia Geral

Cirurgia Torácica

Ortopedia

Urologia

Obstetrícia

Enfermaria Geral

Fabricado sob ISO 13485

Norma internacional para gestão da qualidade de dispositivos médicos. Os equipamentos PCB Medical são construídos sob padrões internacionais para uso hospitalar.

CE

ISO 9001

ISO 13485