

CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA PREMIUM · 5 FUNCIONES · PANEL LED · UCI

PCB-EB50



ACERCA DEL PCB-EB50

Cama eléctrica premium para cuidados críticos.

La **PCB-EB50 Cama Hospitalaria Eléctrica Premium** es la cama eléctrica de 5 funciones tope de gama para UCI, neurocirugía, cirugía torácica y general, urología, ortopedia, gastroenterología, obstetricia y salas de alta complejidad. Un **panel de control LED digital** en la piecera ofrece control motorizado centralizado de **respaldo (0–65°)**, **reposapiernas (0–40°)**, **Hi-Low (500–750 mm)**, **Trendelenburg** y **Trendelenburg Inverso (0–12°)**.

Una **función de bloqueo de panel** dedicada evita que pacientes inconscientes, maniáticos o agitados activen los motores — seguridad esencial en UCI y post-anestesia.

ESPECIFICACIONES

Construida al milímetro.

TAMAÑO TOTAL
2240 × 1050 mm

BASTIDOR
1940 × 900 mm

RANGO HI-LOW
500 – 750 mm

RESPALDO
0 – 65°

REPOSAPIERNAS
0 – 40°

TREND / REV. TREND
0 – 12°

FUNCIONES
5 eléctricas

PANEL LED
Piecera digital

BLOQUEO DE PANEL
Yes

SOportes DE SUERO
4 (10 kg c/u)

CARGA MÁX. BARANDILLA
50 kg

CAPACIDAD CARGA MÁX.
250 kg

CARGA TRABAJO MÁX.
175 kg

PESO NETO
148 kg

CABECERA / PIECERA
ABS Premium

POSICIONES CLAVE

Diseñada para cada postura clínica.



RESPALDO 0 – 65°

Para shock y disnea. Alivia carga cardíaca y pulmonar, facilita intercambio de gases y drenaje.



REPOSAPIERNAS 0 – 40°

Supina con rodillas flexionadas para examen torácico/abdominal, cateterización. Promueve relajación abdominal y retorno venoso.



HI-LOW 500 – 750 MM

Mínimo 500 mm facilita entrada/salida. Ajuste a altura de camilla para transferencia segura en cuidados críticos.



TREND / REV. TREND 0 – 12°

Facilita drenaje pulmonar y duodenal. Rev. Trend reduce presión intracraneal y apoya tracción craneal.

DETALLES PREMIUM

Construida para uso diario en UCI.



PANEL DE CONTROL LED

Digital Panel de control LED on the footboard displays position status and provides centralized motorized control of all 5 functions.



INDICADORES DE ÁNGULO INTEGRADOS

Indicadores visuales permiten verificar el ángulo exacto de un vistazo — crítico para posicionamiento por protocolo.



PANELES EN BARANDILLAS

Paneles de control integrados en ambas barandillas con bloqueo de panel. Evita que pacientes inconscientes activen los motores.



4 SOPORTES DE SUERO

Cuatro orificios en las esquinas aceptan postes de suero estándar (10 kg máx. c/u) — ideal para terapia de infusión múltiple en cuidados críticos.

APLICACIONES

ICU

Neurocirugía

Cirugía General

Cirugía Torácica

Ortopedia

Urología

Obstetricia

Sala Alta Complejidad

Fabricado bajo ISO 13485

Norma internacional para la gestión de calidad de dispositivos médicos. El equipo PCB Medical se construye bajo estándares internacionales para uso hospitalario.

CE

ISO 9001

ISO 13485