

LEITO HOSPITALAR ELÉTRICO PREMIUM · 5 FUNÇÕES · PAINEL LED · UTI

PCB-EB50



SOBRE O PCB-EB50

Leito elétrico premium para cuidados críticos.

O PCB-EB50 Leito Hospitalar Elétrico Premium é o leito elétrico de 5 funções topo de linha para UTI, neurocirurgia, cirurgia torácica e geral, urologia, ortopedia, gastroenterologia, obstetria e enfermarias de alta complexidade. Um **painel de controle LED digital** na peseira oferece controle motorizado centralizado de **encosto (0–65°)**, **apoio de pernas (0–40°)**, **Hi-Low (500–750 mm)**, **Trendelenburg** e **Trendelenburg Reverso (0–12°)**.

Uma **função de bloqueio de painel** dedicada impede que pacientes inconscientes, maníacos ou agitados acionem os motores — segurança essencial em UTI e pós-anestesia.

ESPECIFICAÇÕES

Construído ao milímetro.

TAMANHO TOTAL
2240 × 1050 mm

TÁBUA DO LEITO
1940 × 900 mm

FAIXA HI-LOW
500 – 750 mm

ENCOSTO
0 – 65°

APOIO DE PERNAS
0 – 40°

TREND / REV. TREND
0 – 12°

FUNÇÕES
5 elétricas

PAINEL LED
Peseira digital

BLOQUEIO DE PAINEL
Yes

SUPORTES DE SORO
4 (10 kg cada)

CARGA MÁX. GRADE
50 kg

CAP. MÁX. DE CARGA
250 kg

CARGA TRAB. MÁX.
175 kg

PESO LÍQUIDO
148 kg

CABECEIRA / PESEIRA
ABS Premium

POSIÇÕES PRINCIPAIS

Projetado para cada postura clínica.



ENCOSTO 0 – 65°

Para choque e dispnéia. Alivia carga cardíaca e pulmonar, facilita trocas gasosas e drenagem.



APOIO DE PERNAS 0 – 40°

Supina com joelhos flexionados para exame torácico/abdominal, cateterização. Promove relaxamento abdominal e retorno venoso.



HI-LOW 500 – 750 MM

Mínimo 500 mm facilita entrada/saída. Ajuste à altura da maca para transferência segura em cuidados críticos.



TREND / REV. TREND 0 – 12°

Facilita drenagem pulmonar e duodenal. Rev. Trend reduz pressão intracraniana e apoia tração craniana.

DETALHES PREMIUM

Construído para uso diário em UTI.



PAINEL DE CONTROLE LED

Digital Painel de controle LED on the footboard displays position status and provides centralized motorized control of all 5 functions.



INDICADORES DE ÂNGULO INTEGRADOS

Indicadores visuais permitem verificar o ângulo exato num relance — crítico para posicionamento por protocolo.



PAINÉIS NAS GRADES LATERAIS

Painéis de controle integrados em ambas as grades com bloqueio de painel. Impede que pacientes inconscientes acionem os motores.



4 SUPORTES DE SORO

Quatro encaixes nos cantos aceitam hastes de soro padrão (10 kg máx. cada) — ideal para terapia de infusão múltipla em cuidados críticos.

APLICAÇÕES

ICU

Neurocirurgia

Cirurgia Geral

Cirurgia Torácica

Ortopedia

Urologia

Obstetria

Alta Complexidade

Fabricado sob ISO 13485

Norma internacional para gestão da qualidade de dispositivos médicos. Os equipamentos PCB Medical são construídos sob padrões internacionais para uso hospitalar.

CE

ISO 9001

ISO 13485