

CAMA HOSPITALARIA MANUAL · 5 FUNCIONES · HOSPITALIZACIÓN Y ENFERMERÍA

PCB-MB15



ACERCA DEL PCB-MB15

Confiabilidad manual para el cuidado diario.

La **PCB-MB15 Cama Hospitalaria Manual** es una cama hospitalaria manual de 5 funciones diseñada para salas de hospitalización, instalaciones de enfermería y cuidado en casa. Cinco manivelas suaves ajustan el **respaldo (0-65°)**, el **reposapiernas (0-30°)**, la **altura del bastidor**, las posiciones **Trendelenburg** y **Trendelenburg Inverso** para comodidad del clínico y posicionamiento del paciente.

Construida con un chasis de acero, **cabecera y piecera moldeadas en ABS**, bastidor perforado para ventilación y barandillas laterales de PP con bloqueo de una mano, la PCB-MB15 está diseñada para uso clínico diario con mecánica simple y de bajo mantenimiento.

ESPECIFICACIONES

Construida al milímetro.

TAMAÑO TOTAL
2150 × 1010 × 510 mm

BASTIDOR
1945 × 830 mm

BASTIDOR HEIGHT
510 mm

RESPALDO
0 – 65°

REPOSAPIERNAS
0 – 30°

AJUSTE
5 manivelas manuales

RUEDAS
4 giratorias c/freno

SOPORTES DE SUERO
4

BARANDILLAS
PP con bloqueo

CABECERA / PIECERA
ABS moldeado

CAP. CARGA MÁX.
250 kg

CARGA TRABAJO MÁX.
175 kg

POSICIONES CLAVE

Diseñada para cada postura de cuidado.



RESPALDO 0 – 65°

Permite sentarse, alivia disnea, drenaje torácico, cuidado de insuficiencia cardíaca y manejo de derrame pericárdico.



REPOSAPIERNAS 0 – 30°

Supina con rodillas flexionadas para examen torácico/abdominal, cateterización. Aumenta retorno venoso, reduce edema.



5 MANIVELAS MANUALES

Mecanismo suave y de baja fricción para respaldo, reposapiernas, altura, Trendelenburg y Trendelenburg Inverso. Sin electricidad.



BASTIDOR PERFORADO

Bastidor perforado de cuatro secciones para ventilación y alivio de presión. Soporta imágenes radiotransparentes en la sección del respaldo.

DETALLES

Construida para uso clínico diario.



CABECERA / PIECERA ABS MOLDEADA

Construcción de una sola pieza en ABS con asas integradas. Superficie lisa y fácil de desinfectar para protocolos de limpieza diarios.



BARANDILLAS PP CON BLOQUEO

Barandillas de polímero PP con bloqueo de una mano y plegado suave. Prevención de caídas sin sacrificar el acceso al paciente.



RUEDAS REFORZADAS

Cuatro ruedas giratorias con frenos individuales para posicionamiento estable junto a la cama y transferencia fácil entre habitaciones.



4 SOPORTES DE SUERO

Cuatro orificios en las esquinas aceptan postes de suero estándar — ideal para terapia de infusión múltiple y flexibilidad de enfermería.

APLICACIONES

Hospitalización

Centros de Enfermería

Cuidado en Casa

Recuperación

Hospital General

Rehabilitación

Fabricado bajo ISO 13485

Norma internacional para la gestión de calidad de dispositivos médicos. El equipo PCB Medical se construye bajo estándares internacionales para uso hospitalario.

CE

ISO 9001

ISO 13485