

LEITO HOSPITALAR MANUAL · 5 FUNÇÕES · INTERNAÇÃO E ENFERMAGEM

PCB-MB15



SOBRE O PCB-MB15

Confiabilidade manual para cuidados diários.

O **PCB-MB15 Leito Hospitalar Manual** é um leito hospitalar manual de 5 funções projetado para enfermarias de internação, instalações de enfermagem e cuidado domiciliar. Cinco manivelas suaves ajustam o **encosto (0-65°)**, o **apoio de pernas (0-30°)**, a **altura da tábua**, as posições **Trendelenburg** e **Trendelenburg Reverso** para conforto do clínico e posicionamento do paciente.

Construído sobre um chassi de aço, **cabeceira e peseira moldadas em ABS**, tábua perfurada para ventilação e grades laterais de PP com travamento de uma mão, o PCB-MB15 é projetado para uso clínico diário com mecânica simples e de baixa manutenção.

ESPECIFICAÇÕES

Construído ao milímetro.

TAMANHO TOTAL
2150 × 1010 × 510 mm

TÁBUA DO LEITO
1945 × 830 mm

TÁBUA DO LEITO HEIGHT
510 mm

ENCOSTO
0 – 65°

APOIO DE PERNAS
0 – 30°

AJUSTE
5 manivelas manuais

RODAS
4 giratórias c/freio

SUORTES DE SORO
4

GRADES LATERAIS
PP com travamento

CABECEIRA / PESEIRA
ABS moldado

CAP. MÁX. CARGA
250 kg

CARGA TRAB. MÁX.
175 kg

POSIÇÕES PRINCIPAIS

Projetado para cada postura de cuidado.



ENCOSTO 0 – 65°

Permite sentar, alivia dispneia, drenagem torácica, cuidados de insuficiência cardíaca e manejo de derrame pericárdico.



APOIO DE PERNAS 0 – 30°

Supina com joelhos flexionados para exame torácico/abdominal, cateterização. Aumenta retorno venoso, reduz edema.



5 MANIVELAS MANUAIS

Mecanismo suave e de baixo atrito para encosto, apoio de pernas, altura, Trendelenburg e Trendelenburg Reverso. Sem eletricidade.



TÁBUA PERFURADA

Tábua perfurada de quatro seções para ventilação e alívio de pressão. Suporta imagens radiotransparentes na seção do encosto.

DETALHES

Construído para uso clínico diário.



CABECEIRA / PESEIRA ABS MOLDADA

Construção de peça única em ABS com alças integradas. Superfície lisa e fácil de desinfetar para protocolos de limpeza diários.



GRADES LATERAIS PP COM TRAVAMENTO

Grades laterais de polímero PP com travamento de uma mão e dobramento suave. Prevenção de quedas sem sacrificar o acesso ao paciente.



RODAS REFORÇADAS

Quatro rodas giratórias com freios individuais para posicionamento estável à beira do leito e transferência fácil entre quartos.



4 SUPORTES DE SORO

Quatro encaixes nos cantos aceitam hastes de soro padrão — ideal para terapia de infusão múltipla e flexibilidade de enfermagem.

APLICAÇÕES

Internação

Casas de Enfermagem

Cuidado Domiciliar

Recuperação

Hospital Geral

Reabilitação

Fabricado sob ISO 13485

Norma internacional para gestão da qualidade de dispositivos médicos. Os equipamentos PCB Medical são construídos sob padrões internacionais para uso hospitalar.

CE

ISO 9001

ISO 13485