

MESA DE EXAMEN ELÉCTRICA · ALTURA MOTORIZADA · RESPALDO DE GAS-SPRING

PCB-MET-200



ACERCA DEL PCB-MET-200

Examen versátil, posicionamiento preciso.

La **PCB-MET-200 Mesa de Examen Eléctrica** es una mesa de examen versátil para práctica médica general, clínicas ambulatorias, ginecología y urología. **Elevación motorizada (460–850 mm)** mediante mando manual proporciona ajuste preciso de altura entre pacientes.

El **respaldo con gas-spring** ofrece reclinación fuerte y suave hasta 70° — sin motor, bajo mantenimiento. Asiento, plato auxiliar (con cesto para residuos integrado) y pedaletero son ajustables manualmente para posicionamiento rápido entre pacientes.

El **colchón impermeable integrado** utiliza tecnología de espumado para mayor comodidad y es fácil de limpiar y desinfectar. Disponible en **Azul, Gris o Negro**. Cajón integrado, soporte para rollo y cesto para residuos vienen de serie.

ESPECIFICACIONES

Construida para uso clínico diario.

MODELO PCB-MET-200	LONGITUD 1.400 mm	ANCHO 720 mm
ALTURA MÍNIMA 460 mm	ALTURA MÁXIMA 850 mm	RESPALDO ARRIBA 70°
ASIENTO ARRIBA 7°	DESPLAZAMIENTO PLATO AUXILIAR 410 mm	ÁNGULO PEDALERO 15° – 45°
APERTURA PEDALERO 115°	DESPLAZAMIENTO PEDALERO 350 mm	CONTROL DE ELEVACIÓN Motor eléctrico + mando manual
MECANISMO RESPALDO Gas-spring	COLCHÓN Impermeable integrado	COLORES COLCHÓN Azul · Gris · Negro
CAJÓN Integrado	ACCESORIOS ESTÁNDAR Soporte para rollo · Cesto residuos	ACCESORIOS OPCIONALES Pedal interruptor · Lámpara de examen
ALIMENTACIÓN AC 100 – 240V · 50/60 Hz	CERTIFICACIONES CE · ISO 9001 · ISO 13485	

AJUSTE MULTI-CONTROL

Eléctrico + híbrido manual.

El motor eléctrico maneja la elevación del tablero mientras los controles de gas-spring y manuales dan al clínico ajuste rápido y preciso de cada sección — combinando precisión y confiabilidad.



- **Eléctrico:** altura del tablero (460–850 mm)
- **Gas-spring:** respaldo hasta 70°
- **Manual:** asiento, plato auxiliar, pedalero

- **Mando manual** incluido (pedal interruptor opcional)

OPCIONES DE COLOR

Elige el color del colchón.



Colchón impermeable integrado disponible en **Azul, Gris o Negro** — combina con la decoración de tu clínica.