

MESA DE EXAME ELÉTRICA · ALTURA MOTORIZADA · ENCOSTO COM GAS-SPRING

PCB-MET-200



SOBRE O PCB-MET-200

Exame versátil, posicionamento preciso.

A **PCB-MET-200 Mesa de Exame Elétrica** é uma mesa de exame versátil para prática médica geral, clínicas ambulatoriais, ginecologia e urologia. **Elevação motorizada (460-850 mm)** via controle manual proporciona ajuste preciso de altura entre pacientes.

O **encosto com gas-spring** oferece reclinção forte e suave até 70° — sem motor, baixa manutenção. Assento, placa auxiliar (com cesto para resíduos integrado) e pedaleira são ajustáveis manualmente para posicionamento rápido entre pacientes.

O **colchão impermeável integrado** usa tecnologia de espumação para conforto e é fácil de limpar e desinfetar. Disponível em **Azul, Cinza ou Preto**. Gaveta integrada, suporte para rolo e cesto para resíduos vêm de série.

ESPECIFICAÇÕES

Construída para uso clínico diário.

MODELO PCB-MET-200	COMPRIMENTO 1.400 mm	LARGURA 720 mm
ALTURA MÍNIMA 460 mm	ALTURA MÁXIMA 850 mm	ENCOSTO PARA CIMA 70°
ASSENTO PARA CIMA 7°	DESLIZAMENTO PLACA AUXILIAR 410 mm	ÂNGULO PEDALEIRA 15° – 45°
ABERTURA PEDALEIRA 115°	DESLIZAMENTO PEDALEIRA 350 mm	CONTROLE DE ELEVAÇÃO Motor elétrico + controle manual
MECANISMO DO ENCOSTO Gas-spring	COLCHÃO Impermeável integrado	CORES DO COLCHÃO Azul · Cinza · Preto
GAVETA Integrada	ACESSÓRIOS PADRÃO Suporte para rolo · Cesto resíduos	ACESSÓRIOS OPCIONAIS Pedal interruptor · Lâmpada de exame
ALIMENTAÇÃO AC 100 – 240V · 50/60 Hz	CERTIFICAÇÕES CE · ISO 9001 · ISO 13485	

AJUSTE MULTI-CONTROLE

Elétrico + híbrido manual.

O motor elétrico controla a elevação do tampo enquanto os controles de gas-spring e manuais dão ao clínico ajuste rápido e preciso de cada seção — combinando precisão e confiabilidade.



- **Elétrico:** altura do tampo (460–850 mm)
- **Gas-spring:** encosto até 70°
- **Manual:** assento, placa auxiliar, pedaleira

- **Controle manual** incluído (pedal interruptor opcional)

OPÇÕES DE COR

Escolha a cor do colchão.



Colchão impermeável integrado disponível em **Azul**, **Cinza** ou **Preto** — combina com a decoração da sua clínica.