

MESA QUIRÚRGICA HIDRÁULICA MANUAL · PEDAL HIDRÁULICO · ACERO INOXIDABLE 304 · SIN ENERGÍA

PCB-MT300



ACERCA DEL PCB-MT300

Posicionamiento quirúrgico confiable, sin necesidad de electricidad.

La **PCB-MT300** es una mesa de operaciones hidráulica manual construida en **acero inoxidable 304 premium**. **Elevación hidráulica por pedal** y controles de posicionamiento operados desde el cabezal la mantienen funcionando en cualquier lugar — salas de emergencia, hospitales de campaña o quirófanos de respaldo — sin depender del suministro eléctrico del edificio.

RANGO DE POSICIONAMIENTO

Seis platos independientes, **rango de movimiento fluido.**



Secciones articuladas de cabezal, espalda, piernas y asiento posicionan al paciente para cada especialidad quirúrgica — **supino, lateral, silla de playa, litotomía** — con controles manuales simples operados desde el cabezal.

- Plato cabezal: **60° arriba / 90° abajo**
- Plato espalda: **80° arriba / 10° abajo**
- Plato piernas: **15° arriba / 90° abajo · apertura 90°**
- Trendelenburg / Trendelenburg invertido: **25° / 25°**
- Inclinación lateral: **20° izq. / der.**
- Elevación puente renal: **120 mm**

ESPECIFICACIONES

Datos técnicos completos.

MODELO
PCB-MT300

LONGITUD TABLERO
 ≥ 1.940 mm

ANCHO TABLERO
480 mm

ALTURA MÍNIMA TABLERO
 ≤ 770 mm

RANGO DE ELEVACIÓN
250 mm

TRENDELENBURG
 $\geq 25^\circ$

TRENDELENBURG INVERTIDO
 $\geq 25^\circ$

INCLINACIÓN LATERAL
 $\geq 20^\circ$ izq. / der.

CABEZAL ARRIBA / ABAJO
 $60^\circ / 90^\circ$

ESPALDA ARRIBA / ABAJO
 $80^\circ / 10^\circ$

PIERNAS ARRIBA / ABAJO
 $15^\circ / 90^\circ$

APERTURA PIERNAS
 90°

ELEVACIÓN PUENTE RENAL
 ≥ 120 mm

SISTEMA DE ELEVACIÓN
Hidráulico manual, pedal

CONTROL DE POSICIÓN
Operado desde el cabezal

MATERIAL BASE Y COLUMNA
Acero inoxidable 304

REQUERIMIENTO ENERGÍA
Ninguno

CERTIFICACIONES
CE · ISO 9001 · ISO 13485