

MESA CIRÚRGICA HIDRÁULICA MANUAL · PEDAL HIDRÁULICO · AÇO INOXIDÁVEL 304 · SEM ENERGIA

PCB-MT300



SOBRE O PCB-MT300

Posicionamento cirúrgico confiável, sem necessidade de eletricidade.

A **PCB-MT300** é uma mesa de operações hidráulica manual construída em **aço inoxidável 304 premium**. **Elevação hidráulica por pedal** e controles de posicionamento operados a partir da cabeceira a mantêm funcionando em qualquer lugar — salas de emergência, hospitais de campanha ou centros cirúrgicos de backup — sem depender do fornecimento elétrico do edifício.

FAIXA DE POSICIONAMENTO

Seis pratos independentes, **amplitude de movimento fluida.**



Seções articuladas de cabeça, dorso, pernas e assento posicionam o paciente para cada especialidade cirúrgica — **supino, lateral, cadeira de praia, litotomia** — com controles manuais simples operados a partir da cabeça.

- Prato cabeça: **60° cima / 90° baixo**
- Prato dorsal: **80° cima / 10° baixo**
- Prato pernas: **15° cima / 90° baixo · abertura 90°**
- Trendelenburg / Trendelenburg reverso: **25° / 25°**
- Inclinação lateral: **20° esq. / dir.**
- Elevação ponte renal: **120 mm**

ESPECIFICAÇÕES

Dados técnicos completos.

MODELO

PCB-MT300

COMPRIMENTO TAMPO

≥ 1.940 mm

LARGURA TAMPO

480 mm

ALTURA MÍNIMA TAMPO

≤ 770 mm

FAIXA DE ELEVAÇÃO

250 mm

TRENDELENBURG

≥ 25°

TRENDELENBURG REVERSO

≥ 25°

INCLINAÇÃO LATERAL

≥ 20° esq. / dir.

CABECEIRA CIMA / BAIXO

60° / 90°

DORSO CIMA / BAIXO

80° / 10°

PERNAS CIMA / BAIXO

15° / 90°

ABERTURA PERNAS

90°

ELEVAÇÃO PONTE RENAL

≥ 120 mm

SISTEMA DE ELEVAÇÃO

Hidráulico manual, pedal

CONTROLE DE POSIÇÃO

**Operado a partir da
cabeceira**

MATERIAL BASE E COLUNA

Aço inoxidável 304

REQUISITO DE ENERGIA

Nenhum

CERTIFICAÇÕES

CE · ISO 9001 · ISO 13485

PCB Medical · Kentucky (USA)

Industrial Park Av, Suite 30
Louisville, Kentucky 40041 · Tel. (502) 333-0006

www.pcbmedical.net

Sede Asia

PCB Medical · China
2103 Citic Tower · Changsha