

MESA OBSTÉTRICA Y DE EXAMEN ELÉCTRICA · MANDO + PEDAL · ACERO INOXIDABLE 304

PCB-OET-400



ACERCA DEL PCB-OET-400

Diseñada para parto, ginecología y examen del paciente.

La **PCB-OET-400** combina flexibilidad y confiabilidad para **procedimientos obstétricos, ginecológicos y de examen**. La **operación eléctrica de doble control** (mando + pedal) permite al clínico posicionar la mesa sin romper la esterilidad. La **base y columna en acero inoxidable 304** resisten la corrosión y toleran protocolos agresivos de limpieza.

AJUSTE MOTORIZADO

Ajuste motorizado **multi-sección y silencioso.**



Articulación motorizada independiente de asiento, espalda y piernas permite posicionar al paciente cómodamente para cada procedimiento OB/GIN — **desde parto, cirugía ginecológica hasta examen de rutina.**

- Asiento: $\geq 20^\circ$ arriba / $\geq 9^\circ$ abajo
- Espalda: $\geq 45^\circ$ arriba / $\geq 10^\circ$ abajo
- Apertura piernas: $\geq 90^\circ$
- Elevación del tablero con **motores eléctricos premium**
- Altura mínima baja (≤ 680 mm) para fácil transferencia

CONSTRUCCIÓN GRADO MÉDICO

Construcción en **acero inoxidable 304.**

Base y columna construidas en **acero inoxidable 304 grado médico** — resistentes a la corrosión, tolerantes a protocolos de desinfección agresivos, listos para décadas de uso clínico en OB/GIN y salas de examen.

- Base + columna en **acero inoxidable 304 grado médico**
- **Colchón sin costuras** en múltiples colores — removible y esterilizable
- **Huella compacta** que cabe en salas de parto estándar



ESPECIFICACIONES

Datos técnicos completos.

MODELO

PCB-OET-400

LONGITUD TABLERO

≥ 1.880 mm

ANCHO TABLERO

600 mm

ALTURA MÍNIMA TABLERO

≤ 680 mm

RANGO DE ELEVACIÓN

≥ 260 mm

ASIENTO ARRIBA / ABAJO

$\geq 20^\circ / \geq 9^\circ$

ESPALDA ARRIBA / ABAJO

$\geq 45^\circ / \geq 10^\circ$

APERTURA PIERNAS

$\geq 90^\circ$

MATERIAL BASE Y COLUMNA

Acero inoxidable 304

SISTEMA DE CONTROL

Mando + interruptor de pedal

MOTOR

Motores eléctricos premium

COLCHÓN

Sin costuras, múltiples colores

CERTIFICACIONES

CE · ISO 9001 · ISO 13485

PCB Medical · Kentucky (USA)

Industrial Park Av, Suite 30
Louisville, Kentucky 40041 · Tel. (502) 333-0006

www.pcbmedical.net

Sede Asia

PCB Medical · China
2103 Citic Tower · Changsha