

MESA OBSTÉTRICA E DE EXAME ELÉTRICA · CONTROLE + PEDAL · AÇO INOXIDÁVEL 304

PCB-OET-400



SOBRE O PCB-OET-400

Projetada para parto, ginecologia e exame do paciente.

A **PCB-OET-400** combina flexibilidade e confiabilidade para **procedimentos obstétricos, ginecológicos e de exame**. A **operação elétrica de controle duplo** (controle manual + pedal) permite ao clínico posicionar a mesa sem quebrar a esterilidade. A **base e coluna em aço inoxidável 304** resistem à corrosão e toleram protocolos agressivos de limpeza.

AJUSTE MOTORIZADO

Ajuste motorizado multi-seção e silencioso.



Articulação motorizada independente de assento, dorso e pernas permite posicionar o paciente confortavelmente para cada procedimento OB/GIN — **do parto à cirurgia ginecológica e exame de rotina.**

- Assento: $\geq 20^\circ$ cima / $\geq 9^\circ$ baixo
- Dorso: $\geq 45^\circ$ cima / $\geq 10^\circ$ baixo
- Abertura pernas: $\geq 90^\circ$
- Elevação do tampo com **motores elétricos premium**
- Altura mínima baixa (≤ 680 mm) para fácil transferência

CONSTRUÇÃO GRAU MÉDICO

Construção em aço inoxidável 304.

Base e coluna construídas em **aço inoxidável 304 grau médico** — resistentes à corrosão, tolerantes a protocolos agressivos de desinfecção, prontos para décadas de uso clínico em OB/GIN e salas de exame.

- Base + coluna em **aço inoxidável 304 grau médico**
- **Colchão sem costuras** em múltiplas cores — removível e esterilizável
- **Pegada compacta** que cabe em salas de parto padrão



ESPECIFICAÇÕES

Dados técnicos completos.

MODELO

PCB-OET-400

COMPRIMENTO TAMPO

≥ 1.880 mm

LARGURA TAMPO

600 mm

ALTURA MÍNIMA TAMPO

≤ 680 mm

FAIXA DE ELEVAÇÃO

≥ 260 mm

ASSENTO CIMA / BAIXO

$\geq 20^\circ / \geq 9^\circ$

DORSO CIMA / BAIXO

$\geq 45^\circ / \geq 10^\circ$

ABERTURA PERNAS

$\geq 90^\circ$

MATERIAL BASE E COLUNA

Aço inoxidável 304

SISTEMA DE CONTROLE

Controle manual + pedal

MOTOR

Motores elétricos premium

COLCHÃO

Sem costuras, múltiplas cores

CERTIFICAÇÕES

CE · ISO 9001 · ISO 13485