

MESA OBSTÉTRICA Y GINECOLÓGICA HIDRÁULICA · PEDAL + VOLANTE · ACERO INOXIDABLE · SIN ENERGÍA

PCB-OMT-250



ACERCA DEL PCB-OMT-250

Posicionamiento hidráulico confiable, sin necesidad de electricidad.

La **PCB-OMT-250** es una **mesa obstétrica y ginecológica** totalmente hidráulica. **Operación con volante y bomba de pedal** proporciona posicionamiento preciso sin dependencia eléctrica — ideal para instalaciones con suministro inestable. El **marco de acero inoxidable pulido** resiste la corrosión y soporta protocolos diarios de limpieza.

HIDRÁULICO MANUAL

Elevación y posicionamiento **hidráulico manual**.



Elevación por bomba de pedal más **posicionamiento con volante** da al clínico control fino de cada sección — espalda, piernas e inclinación del tablero — sin depender del suministro eléctrico del edificio.

- Rango de altura **750 – 980 mm** via bomba de pedal
- Sección de espalda **hasta 80°** via volante
- Sección de piernas **hasta 90°** bajo horizontal
- Trendelenburg / Trendelenburg inverso **±15°**
- Capacidad de carga **200 kg**

ESPECIFICACIONES

Datos técnicos completos.

MODELO

PCB-OMT-250

LONGITUD TABLERO

1.850 mm

ANCHO TABLERO

550 mm

RANGO DE ALTURA

750 – 980 mm

ESPALDA ARRIBA

0° – 80°

PIERNAS ABAJO

0° – 90°

TRENDELENBURG / REVERSO

±15°

CAPACIDAD DE CARGA

200 kg

MECANISMO DE ELEVACIÓN

Hidráulico (manual)

MARCO

Acero inoxidable

TAPICERÍA

Cuero PU sin costuras

RUEDAS

4 x Ø125 mm con freno

CUBETA REMOVIBLE

Incluida

ACCESORIOS

**Estribos + soportes de
pierna**

CERTIFICACIONES

CE · ISO 9001 · ISO 13485

PCB Medical · Kentucky (USA)

Industrial Park Av, Suite 30
Louisville, Kentucky 40041 · Tel. (502) 333-0006

www.pcbmedical.net

Sede Asia

PCB Medical · China
2103 Citic Tower · Changsha