

MESA OBSTÉTRICA E GINECOLÓGICA HIDRÁULICA · PEDAL + VOLANTE · AÇO INOXIDÁVEL · SEM ENERGIA

PCB-OMT-250



SOBRE O PCB-OMT-250

Posicionamento hidráulico confiável, sem necessidade de eletricidade.

A **PCB-OMT-250** é uma **mesa obstétrica e ginecológica** totalmente hidráulica. **Operação com volante e bomba de pedal** proporciona posicionamento preciso sem dependência elétrica — ideal para instalações com fornecimento instável. A **estrutura de aço inoxidável polido** resiste à corrosão e suporta protocolos diários de limpeza.

HIDRÁULICO MANUAL

Elevação e posicionamento **hidráulico manual**.



Elevação por bomba de pedal mais **posicionamento com volante** dá ao clínico controle fino de cada seção — dorso, pernas e inclinação do tampo — sem depender do fornecimento elétrico do edifício.

- Faixa de altura **750 – 980 mm** via bomba de pedal
- Seção dorsal **até 80°** via volante
- Seção de pernas **até 90°** abaixo da horizontal
- Trendelenburg / Trendelenburg reverso **±15°**
- Capacidade de carga **200 kg**

ESPECIFICAÇÕES

Dados técnicos completos.

MODELO

PCB-OMT-250

COMPRIMENTO TAMPO

1.850 mm

LARGURA TAMPO

550 mm

FAIXA DE ALTURA

750 – 980 mm

DORSO CIMA

0° – 80°

PERNAS BAIXO

0° – 90°

TRENDELENBURG / REVERSO

±15°

CAPACIDADE DE CARGA

200 kg

MECANISMO DE ELEVAÇÃO

Hidráulico (manual)

ESTRUTURA

Aço inoxidável

ESTOFAMENTO

Couro PU sem costuras

RODAS

4 x Ø125 mm com freio

BACIA REMOVÍVEL

Incluída

ACESSÓRIOS

**Estribos + suportes de
perna**

CERTIFICAÇÕES

CE · ISO 9001 · ISO 13485

PCB Medical · Kentucky (USA)

Industrial Park Av, Suite 30
Louisville, Kentucky 40041 · Tel. (502) 333-0006

www.pcbmedical.net

Sede Asia

PCB Medical · China
2103 Citic Tower · Changsha