

CAMILLA DE TRANSFERENCIA HIDRÁULICA · USO EN UCI Y QUIRÓFANO · MULTI-POSICIÓN

PCB-ST20



ACERCA DEL PCB-ST20

Precisión hidráulica para cuidado crítico.

La **PCB-ST20 Camilla de Transferencia Hidráulica** está diseñada para quirófanos hospitalarios, servicios de urgencias, unidades de hospitalización y consulta externa. Un sistema hidráulico operado con pedal ajusta la altura (590–813 mm), el respaldo (0–85°) y las posiciones Trendelenburg / Trendelenburg Inverso ($\pm 12^\circ$) con control suave y preciso.

La tabla está construida sobre un **chasis de polímero PP con barandillas laterales auto-plegables**, y la **quinta rueda retráctil** con interruptor de dirección múltiple / única hace que la navegación en pasillos sea sin esfuerzo.

ESPECIFICACIONES

Construida al milímetro.

TAMAÑO TOTAL 1906 × 743 mm	RANGO HI-LOW 590 – 813 mm	TABLA DE CAMA 1906 × 610 mm
RESPALDO 0 – 85°	TREND / TREND INV. 0 – 12°	FRENO Freno central
RUEDAS 150 mm giratorias	5ª RUEDA 1 retráctil	SOPORTES DE SUERO 2
SOPORTE O ₂ 1	PESO NETO 82 kg	AJUSTE Pedal hidráulico

POSICIONES CLAVE

Diseñada para cada postura clínica.

 HI-LOW (813-590 MM) Altura mínima de tabla 590 mm. Ajuste para igualar la cama receptora y lograr una transferencia segura y nivelada.	 RESPALDO 0 – 85° Permite sentarse, alivia la disnea, drenaje torácico, cuidado de insuficiencia cardíaca y manejo de derrame pericárdico.
 TRENDELENBURG 0 – 12° Drenaje pulmonar / duodenal, síndrome de hipotensión intracraneal, tracción de raíz ósea o tubérculo tibial.	 TRENDELENBURG INV. 0 – 12° Reduce presión intracraneal, facilita retorno venoso, edema cerebral. Cirugía cerebral, ictus, urología.

DETALLES

Diseñada hasta los controles.



BARANDILLAS LATERALES PP

Auto-plegado suave con amortiguación, operación con una sola mano. Cuando se pliegan, la tabla conecta sin espacios con la mesa quirúrgica o cama.



RETRACTABLE 5ª RUEDA

Interruptor multi-dirección / dirección única (STEER ON/OFF) para maniobra en curvas sin esfuerzo en pasillos estrechos.



PEDALES HIDRÁULICOS

Pedales codificados por color a ambos lados controlan altura, Trendelenburg y Trendelenburg Inverso sin soltar al paciente.



BANDEJA DE UTILIDAD INTEGRADA

Bandeja incorporada al chasis inferior para guardar pertenencias del paciente, bolsas de suero o insumos durante el traslado.

APLICACIONES

ICU

Quirófano

Urgencias

Neurocirugía

Cirugía Vascular

Urología

Ortopedia

Obstetricia

Fabricado bajo ISO 13485

Norma internacional para la gestión de calidad de dispositivos médicos. El equipo PCB Medical se construye bajo estándares internacionales para uso hospitalario.

CE

ISO 9001

ISO 13485