

MACA DE TRANSFERÊNCIA HIDRÁULICA · USO EM UTI E CENTRO CIRÚRGICO · MULTI-
POSIÇÃO

PCB-ST20



SOBRE O PCB-ST20

Precisão hidráulica para cuidados críticos.

A **PCB-ST20 Maca de Transferência Hidráulica** é projetada para centros cirúrgicos hospitalares, prontos-socorros, unidades de internação e ambulatórios. Um sistema hidráulico acionado por pedal ajusta a altura (590–813 mm), o encosto (0–85°) e as posições Trendelenburg / Trendelenburg Reverso ($\pm 12^\circ$) com controle suave e preciso.

A tábua é construída sobre um **chassi de polímero PP com grades laterais autoabaixantes**, e a **quinta roda retrátil** com interruptor de direção múltipla / única torna a navegação em corredores sem esforço.

ESPECIFICAÇÕES

Construída ao milímetro.

TAMANHO TOTAL 1906 × 743 mm	FAIXA HI-LOW 590 – 813 mm	TÁBUA DO LEITO 1906 × 610 mm
ENCOSTO 0 – 85°	TREND / TREND REV. 0 – 12°	FREIO Freio central
RODAS 150 mm giratórias	5ª RODA 1 retrátil	SUPORTES DE SORO 2
SUPORTE O ₂ 1	PESO LÍQUIDO 82 kg	AJUSTE Pedal hidráulico

POSIÇÕES PRINCIPAIS

Projetada para cada postura clínica.



HI-LOW (813–590 MM)

Altura mínima da tábua 590 mm. Ajuste para igualar o leito receptor para uma transferência segura e nivelada.



ENCOSTO 0 – 85°

Permite sentar, alivia dispneia, drenagem torácica, cuidados de insuficiência cardíaca e manejo de derrame pericárdico.



TRENDELBURG 0 – 12°

Drenagem pulmonar / duodenal, síndrome de hipotensão intracraniana, tração de raiz óssea ou tubérculo tibial.



TRENDELBURG REV. 0 – 12°

Reduz pressão intracraniana, facilita retorno venoso, edema cerebral. Cirurgia cerebral, AVC, urologia.

DETALHES

Projetada até os controles.



GRADES LATERAIS PP

Autoabaixamento suave com amortecimento, operação com uma mão. Quando dobradas, a tábua conecta sem espaço com a mesa cirúrgica ou leito.



RETRACTABLE 5ª RODA

Interruptor multidirecional / direção única (STEER ON/OFF) para manobra em curvas sem esforço em corredores estreitos.



PEDAIS HIDRÁULICOS

Pedais codificados por cor em ambos os lados controlam altura, Trendelenburg e Trendelenburg Reverso sem soltar o paciente.



BANDEJA DE UTILIDADE INTEGRADA

Bandeja incorporada ao chassi inferior para guardar pertences do paciente, bolsas de soro ou suprimentos durante a transferência.

APLICAÇÕES

UTI

Centro Cirúrgico

Pronto-Socorro

Neurocirurgia

Cirurgia Vascular

Urologia

Ortopedia

Obstetria

Fabricado sob ISO 13485

Norma internacional para gestão da qualidade de dispositivos médicos. Os equipamentos PCB Medical são construídos sob padrões internacionais para uso hospitalar.

CE

ISO 9001

ISO 13485