

CAMILLA DE TRANSFERENCIA HIDRÁULICA · SERVICIO PESADO · TABLA
RADIOTRANSARENTE

PCB-ST30



ACERCA DEL PCB-ST30

Precisión hidráulica con capacidad de rayos X.

La **PCB-ST30 Camilla de Transferencia Hidráulica** está diseñada para quirófanos hospitalarios, servicios de urgencias, UCIs y salas de radiología. Un sistema hidráulico operado con pedal ajusta la altura (575–1110 mm), el respaldo (0–85°) y las posiciones Trendelenburg / Trendelenburg Inverso ($\pm 13^\circ$) con control suave y preciso.

La **tabla radiotransparente** permite la captura directa de imágenes de rayos X sobre la camilla — eliminando la necesidad de transferir al paciente durante la radiología de emergencia. Cuatro manijas de empuje y cuatro soportes de suero la hacen ideal para manejo multi-clínico en entornos de cuidado crítico.

ESPECIFICACIONES

Construida al milímetro.

TAMAÑO TOTAL
2120 × 815 mm

RANGO HI-LOW
575 – 1110 mm

TABLA DE CAMA
1910 × 640 mm

RESPALDO
0 – 85°

TREND / TREND INV.
0 – 13°

FRENO
Freno central

RUEDAS
200 mm giratorias

MANIJAS DE EMPUJE
4

SOPORTES DE SUERO
4

TABLA DE CAMA
Radiotransparente

PESO NETO
100 kg

AJUSTE
Pedal hidráulico

POSICIONES CLAVE

Diseñada para cada postura clínica.



HI-LOW (1110-575 MM)

Altura mínima de tabla 575 mm. Ajuste para igualar la cama receptora para una transferencia segura y nivelada.



RESPALDO 0 – 85°

Permite sentarse, alivia disnea, drenaje torácico, cuidado de insuficiencia cardíaca y manejo de derrame pericárdico.



TRENDELENBURG 0 – 13°

Drenaje pulmonar / duodenal, síndrome de hipotensión intracraneal, tracción de raíz ósea o tubérculo tibial.



TRENDELENBURG INV. 0 – 13°

Reduce presión intracraneal, facilita retorno venoso, edema cerebral. Cirugía cerebral, ictus, urología.

DETALLES

Diseñada hasta los controles.



RADIOTRASPARENTE BED BOARD

Permite imágenes de rayos X directamente sobre la camilla — eliminando la transferencia del paciente durante la radiología de emergencia.



PEDALES HIDRÁULICOS

Pedales codificados por color a ambos lados controlan altura, Trendelenburg y Trendelenburg Inverso sin soltar al paciente.



BANDEJA DE UTILIDAD INTEGRADA

Bandeja incorporada al chasis inferior para guardar pertenencias del paciente, tanques de oxígeno o insumos durante el traslado.



MOVILIDAD DE SERVICIO PESADO

4 push handles + 200 mm giratorias casters provide stable transport for higher patient loads through hospital corridors.

APLICACIONES

ICU

Quirófano

Urgencias

Radiología

Neurocirugía

Cirugía Torácica

Urología

Ortopedia

Fabricado bajo ISO 13485

Norma internacional para la gestión de calidad de dispositivos médicos. El equipo PCB Medical se construye bajo estándares internacionales para uso hospitalario.

CE

ISO 9001

ISO 13485