

MACA DE TRANSFERÊNCIA HIDRÁULICA · SERVIÇO PESADO · TÁBUA RADIOTRASPARENTE

PCB-ST30



SOBRE O PCB-ST30

Precisão hidráulica com capacidade de raios X.

A **PCB-ST30 Maca de Transferência Hidráulica** é projetada para centros cirúrgicos hospitalares, prontos-socorros, UTIs e salas de radiologia. Um sistema hidráulico acionado por pedal ajusta a altura (575–1110 mm), o encosto (0–85°) e as posições Trendelenburg / Trendelenburg Reverso ($\pm 13^\circ$) com controle suave e preciso.

A **tábua radiotransparente** permite a captura direta de imagens de raios X sobre a maca — eliminando a necessidade de transferir o paciente durante a radiologia de emergência. Quatro alças de empurrar e quatro suportes de soro a tornam ideal para manuseio multidisciplinar em ambientes de cuidados críticos.

ESPECIFICAÇÕES

Construída ao milímetro.

TAMANHO TOTAL
2120 × 815 mm

FAIXA HI-LOW
575 – 1110 mm

TÁBUA DO LEITO
1910 × 640 mm

ENCOSTO
0 – 85°

TREND / TREND REV.
0 – 13°

FREIO
Freio central

RODAS
200 mm giratórias

ALÇAS DE EMPURRAR
4

SUPORTES DE SORO
4

TÁBUA DO LEITO
Radiotransparente

PESO LÍQUIDO
100 kg

AJUSTE
Pedal hidráulico

POSIÇÕES PRINCIPAIS

Projetada para cada postura clínica.



HI-LOW (1110–575 MM)

Altura mínima da tábua 575 mm. Ajuste para igualar o leito receptor para uma transferência segura e nivelada.



ENCOSTO 0 – 85°

Permite sentar, alivia dispnéia, drenagem torácica, cuidados de insuficiência cardíaca e manejo de derrame pericárdico.



TRENDELENBURG 0 – 13°

Drenagem pulmonar / duodenal, síndrome de hipotensão intracraniana, tração de raiz óssea ou tubérculo tibial.



TRENDELENBURG REV. 0 – 13°

Reduz pressão intracraniana, facilita retorno venoso, edema cerebral. Cirurgia cerebral, AVC, urologia.

DETALHES

Projetada até os controles.



RADIOTRASPARENTE BED BOARD

Permite imagens de raios X diretamente sobre a maca — eliminando a transferência do paciente durante a radiologia de emergência.



PEDAIS HIDRÁULICOS

Pedais codificados por cor em ambos os lados controlam altura, Trendelenburg e Trendelenburg Reverso sem soltar o paciente.



BANDEJA DE UTILIDADE INTEGRADA

Bandeja incorporada ao chassi inferior para guardar pertences do paciente, cilindros de oxigênio ou suprimentos médicos durante a transferência.



MOBILIDADE DE SERVIÇO PESADO

4 push handles + 200 mm giratórias casters provide stable transport for higher patient loads through hospital corridors.

APLICAÇÕES

UTI

Centro Cirúrgico

Pronto-Socorro

Radiologia

Neurocirurgia

Cirurgia Torácica

Urologia

Ortopedia

Fabricado sob ISO 13485

Norma internacional para gestão da qualidade de dispositivos médicos. Os equipamentos PCB Medical são construídos sob padrões internacionais para uso hospitalar.

CE

ISO 9001

ISO 13485