

CAMILLA DE TRANSFERENCIA HIDRÁULICA PREMIUM · REPOSAPIERNAS ·
RADIOTRASPARENTE CUERPO COMPLETO

PCB-ST40



ACERCA DEL PCB-ST40

La configuración premium.

La **PCB-ST40 Camilla de Transferencia Hidráulica** es la configuración insignia de la serie PCB-ST, añadiendo un **reposapiernas de 0-55°** para procedimientos torácicos, abdominales y de cateterización, y una **tabla radiotransparente de cuerpo completo** para imágenes de rayos X de cuerpo entero directamente sobre la camilla.

Un sistema hidráulico operado con pedal ajusta la altura (660-885 mm), el respaldo (0-85°), el reposapiernas (0-55°) y las posiciones Trendelenburg / Trendelenburg Inverso ($\pm 13^\circ$). Diseñada para hospitales donde una sola camilla debe manejar **cirugía, UCI, radiología, neurología, urología y obstetricia**.

ESPECIFICACIONES

Construida al milímetro.

TAMAÑO TOTAL 2140 × 880 mm	RANGO HI-LOW 660 – 885 mm	TABLA DE CAMA 1932 × 700 mm
RESPALDO 0 – 85°	REPOSAPIERNAS 0 – 55°	TREND / TREND INV. 0 – 13°
FRENO Freno central	RUEDAS 200 mm giratorias	MANIJAS DE EMPUJE 3
SOPORTES DE SUERO 4	TABLA DE CAMA Radiotransparente (cuerpo completo)	PESO NETO 131 kg

POSICIONES CLAVE

Diseñada para cada postura clínica.



HI-LOW (885-660 MM)

Altura mínima de tabla 660 mm. Ajuste para igualar la cama receptora para una transferencia segura y nivelada.



RESPALDO 0 – 85°

Permite sentarse, alivia disnea, drenaje torácico y manejo de derrame pericárdico.



REPOSAPIERNAS 0 – 55°

Procedimientos torácicos, abdominales y de cateterización. Aumenta retorno venoso, reduce edema.



TRENDELENBURG 0 – 13°

Drenaje pulmonar / duodenal, síndrome de hipotensión intracraneal.

DETALLES

Diseñada hasta los controles.



TRENDELENBURG INV. 0 – 13°

Reduce presión intracraneal, facilita retorno venoso. Cirugía cerebral, ictus, urología.



RADIOTRASPARENTE (CUERPO COMPLETO)

Imágenes de rayos X de cuerpo entero directamente sobre la camilla — sin necesidad de transferencia.



PEDALES HIDRÁULICOS + DIRECCIÓN

Pedales codificados por color a ambos lados controlan todas las posiciones. Dirección múltiple/única.



PANEL DE CONTROL INTEGRADO

Todos los controles agrupados a los pies para operación con un solo clínico.

APLICACIONES

ICU

Quirófano

Urgencias

Radiología

Neurocirugía

Cirugía Vascular

Nefrología

Urología

Ortopedia

Obstetricia

Fabricado bajo ISO 13485

Norma internacional para la gestión de calidad de dispositivos médicos. El equipo PCB Medical se construye bajo estándares internacionales para uso hospitalario.

CE

ISO 9001

ISO 13485