

MACA DE TRANSFERÊNCIA HIDRÁULICA PREMIUM · APOIO DE PERNAS ·
RADIOTRANSARENTE CORPO INTEIRO

PCB-ST40



SOBRE O PCB-ST40

A configuração premium.

A **PCB-ST40 Maca de Transferência Hidráulica** é a configuração carro-chefe da série PCB-ST, adicionando um **apoio de pernas de 0–55°** para procedimentos torácicos, abdominais e de cateterização, e uma **tábua radiotransparente de corpo inteiro** para imagens de raios X de corpo todo diretamente sobre a maca.

Um sistema hidráulico acionado por pedal ajusta a altura (660–885 mm), o encosto (0–85°), o apoio de pernas (0–55°) e as posições Trendelenburg / Trendelenburg Reverso ($\pm 13^\circ$). Projetada para hospitais onde uma única maca deve atender **cirurgia, UTI, radiologia, neurologia, urologia e obstetria**.

ESPECIFICAÇÕES

Construída ao milímetro.

TAMANHO TOTAL
2140 × 880 mm

FAIXA HI-LOW
660 – 885 mm

TÁBUA DO LEITO
1932 × 700 mm

ENCOSTO
0 – 85°

APOIO DE PERNAS
0 – 55°

TREND / TREND REV.
0 – 13°

FREIO
Freio central

RODAS
200 mm giratórias

ALÇAS DE EMPURRAR
3

SUPORTES DE SORO
4

TÁBUA DO LEITO
Radiotransparente (corpo inteiro)

PESO LÍQUIDO
131 kg

POSIÇÕES PRINCIPAIS

Projetada para cada postura clínica.



HI-LOW (885–660 MM)

Altura mínima da tábua 660 mm. Ajuste para igualar o leito receptor para uma transferência segura e nivelada.



ENCOSTO 0 – 85°

Permite sentar, alivia dispneia, drenagem torácica e manejo de derrame pericárdico.



APOIO DE PERNAS 0 – 55°

Procedimentos torácicos, abdominais e de cateterização. Aumenta retorno venoso, reduz edema.



TRENDELENBURG 0 – 13°

Drenagem pulmonar / duodenal, síndrome de hipotensão intracraniana.

DETALHES

Projetada até os controles.



TRENDELENBURG REV. 0 – 13°

Reduz pressão intracraniana, facilita retorno venoso. Cirurgia cerebral, AVC, urologia.



RADIOTRASPARENTE (CORPO INTEIRO)

Imagens de raios X de corpo todo diretamente sobre a maca — sem necessidade de transferência.



PEDAIS HIDRÁULICOS + DIREÇÃO

Pedais codificados por cor em ambos os lados controlam todas as posições. Direção múltipla/única.



PAINEL DE CONTROLE INTEGRADO

Todos os controles agrupados aos pés para operação por um único clínico.

APLICAÇÕES

UTI

Centro Cirúrgico

Pronto-Socorro

Radiologia

Neurocirurgia

Cirurgia Vascular

Nefrologia

Urologia

Ortopedia

Obstetrícia

Fabricado sob ISO 13485

Norma internacional para gestão da qualidade de dispositivos médicos. Os equipamentos PCB Medical são construídos sob padrões internacionais para uso hospitalar.

CE

ISO 9001

ISO 13485