

CAMILLA DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE · TRANSFERENCIA HOSPITALARIA · ALTURA AJUSTABLE

PCB-TS1



ACERCA DEL PCB-TS1

Diseñada para la transferencia segura del paciente.

La **PCB-TS1 Camilla de Transferencia de Paciente** está diseñada para mover pacientes de forma segura entre camas hospitalarias, mesas quirúrgicas y áreas de recuperación. Una **plataforma de altura ajustable** (590–850 mm) operada por manivela permite a los clínicos igualar la altura de cualquier cama para una transferencia suave y nivelada.

Las **barandillas laterales rotatorias de aleación de aluminio** pueden plegarse sobre una cama adyacente y actuar como una tabla de transferencia — eliminando la necesidad de tablas deslizantes separadas y reduciendo el levantamiento manual. Una **quinta rueda retráctil** proporciona un control direccional sin esfuerzo en pasillos estrechos.

ESPECIFICACIONES

Construida al milímetro.

TAMAÑO TOTAL
2310 × 640 mm

RANGO HI-LOW
590 – 850 mm

TABLA DE CAMA
1880 × 555 mm

AJUSTADO POR
Manivela

FRENO
Freno central

RUEDAS
150 mm giratorias

5ª RUEDA
1

SOPORTES DE SUERO
2

PESO NETO
92 kg

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Diseñada para una transferencia rápida y segura.



BARANDILLAS ROTATORIAS DE ALUMINIO

Las barandillas laterales se pueden colocar sobre una cama posicionada junto a la camilla para actuar como tabla de transferencia para una transferencia fácil y rápida.



MOVIMIENTO DEL PACIENTE (MANIVELA)

Gire la manivela de la tabla de cama: el paciente sobre la tabla se transfiere directamente a la cama o mesa quirúrgica. Distancia: 0–400 mm.



RETRACTABLE 5ª RUEDA

Proporciona movimiento direccional sin esfuerzo y maniobra en curvas en pasillos estrechos y servicios de urgencias.



ALTURA HI-LOW (850–590 MM)

Altura mínima de 590 mm desde el suelo. Ajuste para igualar la cama receptora y lograr una transferencia segura y nivelada.

APLICACIONES

Quirófano

Sala de Recuperación

Urgencias

Transferencia UCI

Hospitalización

Consulta Externa

Fabricado bajo ISO 13485

Norma internacional para la gestión de calidad de dispositivos médicos. El equipo PCB Medical se construye bajo estándares internacionales para uso hospitalario.

CE

ISO 9001

ISO 13485