

MACA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE · TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR · ALTURA AJUSTÁVEL

PCB-TS1



SOBRE O PCB-TS1

Projetada para transferência segura do paciente.

A **PCB-TS1 Maca de Transferência de Paciente** é projetada para movimentar pacientes com segurança entre leitos hospitalares, mesas cirúrgicas e áreas de recuperação. Uma **plataforma de altura ajustável** (590–850 mm) acionada por manivela permite aos clínicos igualar a altura de qualquer leito para uma transferência suave e nivelada.

As **grades laterais rotatórias em liga de alumínio** podem ser dobradas sobre um leito adjacente e funcionar como tábua de transferência — eliminando a necessidade de tábuas deslizantes separadas e reduzindo o levantamento manual. Uma **quinta roda retrátil** oferece controle direcional sem esforço em corredores estreitos.

ESPECIFICAÇÕES

Construída ao milímetro.

TAMANHO TOTAL
2310 × 640 mm

FAIXA HI-LOW
590 – 850 mm

TÁBUA DO LEITO
1880 × 555 mm

AJUSTADO POR
Manivela

FREIO
Freio central

RODAS
150 mm giratórias

5ª RODA
1

SUPORTES DE SORO
2

PESO LÍQUIDO
92 kg

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Projetada para uma transferência rápida e segura.



GRADES ROTATÓRIAS DE ALUMÍNIO

As grades laterais podem ser colocadas sobre um leito posicionado ao lado da maca para atuar como tábua de transferência para uma transferência fácil e rápida.



MOVIMENTO DO PACIENTE (MANIVELA)

Gire a manivela da tábua do leito: o paciente sobre a tábua é transferido diretamente para o leito ou mesa cirúrgica. Distância: 0–400 mm.



RETRACTABLE 5ª RODA

Fornece movimento direcional sem esforço e manobra em curvas em corredores estreitos e prontos-socorros.



ALTURA HI-LOW (850–590 MM)

Altura mínima de 590 mm do solo. Ajuste para igualar o leito receptor para uma transferência segura e nivelada.

APLICAÇÕES

Centro Cirúrgico

Sala de Recuperação

Pronto-Socorro

Transferência UTI

Internação

Ambulatório

Fabricado sob ISO 13485

Norma internacional para gestão da qualidade de dispositivos médicos. Os equipamentos PCB Medical são construídos sob padrões internacionais para uso hospitalar.

CE

ISO 9001

ISO 13485